

ZeniXx



Electrocardiographe ECG 1 piste compact - Écran 2,9 pouces - 100G ZeniXx

ECG portable 1 piste ZeniXx - Écran 2,9 pouces et batterie rechargeable

Faible encombrement, utilisation mixte en cabinet et lors des déplacements. Modèle professionnel pour une à plusieurs utilisations par semaine.

Deux modes de fonctionnement: automatique / manuel .

Tracé ECG en temps réel sur écran LCD rétro-éclairé de 2,9 pouces (7,50cm), 650 x 390 mm.

Impression continue jusqu'à 4 heures, enregistrement jusqu'à 150 formes d'onde ECG.

Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 4 ans sur cet ECG ZeniXx.

- 12 dérivations, fonctionnement manuel ou automatique.
- Imprimante intégrée 1 piste.
- Papier thermique largeur 50 mm.
- Vitesse de défilement : 25 ou 50 mm/s.
- Sensibilité: 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV.
- Fréquence d'échantillonnage: 1000Hz.
- Conversion A / D (précision d'échantillonnage): 24 bits.
- Filtre : OFF, 50 Hz, 60 Hz, 50 Hz+, 60 Hz+, cinq modes de filtrage au total.
- Filtre d'interférence EMG: 35Hz.
- Impédance d'entrée: >50 m Ω .
- Circuit de protection anti-défibrillation.
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur.
- Alimentation batterie rechargeable et secteur.
- Batterie rechargeable Li-MH (environ 1 heure d'autonomie). Temps de charge 4 heures.
- Interface multilingues

ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.

Nous vous proposons les rouleaux de papier ECG (réf. PAP201) en accessoires.

Dimensions : L 315 x l 215 x H 77 mm.

Poids : 1,5 kg avec batterie.

Dimensions papier: Rouleau largeur 50mm x longueur 20 m.

ECG ZeniXx fourni complet avec 1 câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à ventouse, 1 rouleau de papier, 1 câble d'alimentation secteur, 1 câble de terre et son manuel d'utilisation en Français et Anglais.

Garantie 4 ans.

Matériel médical CE.