

### Electrocardiographe de poche 1 piste avec batterie rechargeable - Bluetooth

ECG avec application et connexion Bluetooth. Facile d'utilisation, compact et portable. Avec batterie Lithium rechargeable.

Dispositif pouvant être utilisé par les patients pour obtenir plus d'informations sur les traitements et par les médecins pour les diagnostics.

4 modes de mesure : paume, poignet, jambe, torse.

Il permet d'enregistrer, analyser et afficher les ondes ECG de l'utilisateur et capter les ondes ECG pathologiques s'il souffre d'une maladie cardiaque ou d'autres symptômes gênants.

Possibilité de mémoriser 500 formes d'ondes.

Il est possible de transférer les données par deux moyens :

#### Via l'application Mini ECG disponible sur [IOS](#) et [Android](#).

Après avoir installé l'application, il suffit d'allumer le dispositif et la synchronisation se fait directement par Bluetooth.

Dans l'application, on retrouve l'ensemble des résultats (date, heure, BPM et commentaire) ainsi qu'un bouton permettant de voir le tracé.

Ce tracé peut être envoyé via AirDrop, mail, message,... ou tout simplement enregistré sur l'ordinateur.

Cette application est également disponible sur l'App Store Mac.

#### Via le logiciel "Portable ECG Monitor" à télécharger gratuitement sur <https://www.dlsoftw.com/>

Le code unique sera indiqué dans la boîte.

Après avoir installé ce logiciel, il suffit de connecter le dispositif en USB (câble fourni).

Les résultats sont indiqués sous forme de tableau (date, heure, BPM et commentaire). En double-cliquant sur le résultat, le tracé s'ouvre avec possibilité d'aperçu, mesure et impression

- Facile à utiliser.
- Test ECG avec une seule touche.
- Mesure individuelle.
- Écran couleur TFT 1,77".
- Données transférables sur application ou logiciel
- Affichage forme d'ondes ECG et fréquence cardiaque.
- Mémoire : 500 enregistrements.
- Alimentation batterie rechargeable par câble USB.

Idéal pour les patients avec des maladies chroniques telles que insuffisance coronarienne, diabète, hypertension, myocardite, obésité, douleur de poitrine, palpitations et dyspnée.

**Dimensions** : 100 x 45 x h 15 mm.

**Poids** : 60 g.

Livré complet avec câble USB, mode d'emploi en Français.

QR code de l'application indiqué sur le côté de la boîte.

Code unique pour le logiciel indiqué à l'intérieur de la boîte

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.



