



Électrodes pour défibrillateurs Rescue Sam - Adultes et enfants

Électrodes multifonctions jetables pour défibrillation et surveillance cardiaque

Électrodes multifonctions jetables pour la défibrillation, la cardioversion synchronisée, la stimulation cardiaque transcutanée et la surveillance de l'ECG, avec connexion directe aux câbles et défibrillateurs.

Grâce à leurs caractéristiques techniques, elles garantissent une faible impédance et un faible seuil de stimulation. Versions pour adultes et pédiatriques disponibles.

Les produits sont sans latex, avec gel electro-conducteur adhésif à basse impédance.

Les électrodes :

- Électrodes de défibrillateur pédiatriques : Pour poids inférieur à 25kg - Surface totale de chaque electrode : 75cm² - long. du câble : 120cm - Tolerance de 50 décharges - Intensité max de 100 J.

- Électrodes de défibrillateur pour adultes : Pour poids supérieur à 25kg - Surface totale de chaque electrode : 136cm² - long. du câble : 120cm - Tolerance de 50 décharges - Intensité max de 360 J.

Ces électrodes sont compatibles avec le [défibrillateur semi-automatique DSA RESCUE SAM](#) ou avec le [défibrillateur entièrement automatique DEA RESCUE SAM](#).

Dispositif médical CE.