



### Embout de rechange pour canne, canne pliante et canne anglaise

Gamme complète d'embouts de rechange caoutchouc pour tous types de cannes

Différents modèles proposés pour s'adapter au mieux à vos besoins et vous permettre de changer votre embout de canne.

Ces embouts sont adaptés à toutes les cannes, qu'elles soient ou non proposées sur notre site. Toutefois, à titre d'exemple, nous vous indiquons nos modèles de cannes répondant aux embouts proposés.

#### Bien choisir son embout :

##### Canne bois:

- Pour canne bois extérieur tube Ø 14 à 16 mm : Référence **EMB300**.

Exemple: [Canne médicale en bois poignée tête de cheval \(CAN510\)](#)

- Pour canne bois extérieur tube Ø 19 à 22 mm : Référence **EMB400**.

Exemple: [Canne médicale en bois poignée courbée \(CAN220 - CAN102\)](#),

[Canne médicale en bois poignée en T \(CA10B\)](#),

[Canne médicale en bois poignée en T ou boule \(CAN302 - CAN514\)](#),

[Canne médicale en bois poignée en T ciselée \(CAN705\)](#),

[Canne médicale en bois poignée tête de canard chromée \(CAN701\)](#)

##### Canne métal et canne anglaise:

- Pour canne métal extérieur tube Ø 16 à 17 mm : Référence **EMB519**.

- Pour canne métal et canne anglaise extérieur tube Ø 19 à 20 mm : Référence **EMB100 (embout normal)**.

Exemple: [Canne anglaise \(CA200\)](#)

[Canne couleur alu motifs fantaisie \(CAN190-CAN318-CAN813\)](#),

[Canne couleur alu motifs fleurs \(CAN280-CAN817-CAN823\)](#),

[Canne tripode poignée ergonomique \(CA270A\)](#),

[Canne quadripode poignée en T \(C290A\)](#),

[Canne pliante \(CAN835-CA25PLI\)](#) ,

[Canne médicale alu noir \(CA10R\)](#)

- Pour canne métal et canne anglaise extérieur tube Ø 19 à 20 mm : Référence **EMB201 (embout articulé)**.

Exemple: [Canne anglaise \(CA200\)](#),

[Canne tripode poignée ergonomique \(CA270A\)](#),

[Canne quadripode poignée en T \(C290A\)](#).

#### Comment mesurer l'embout adapté (voir photo):

Posez la canne sans l'embout sur une règle graduée et mesurez le diamètre (il est également possible de prendre le diamètre avec un clé en reportant l'écartement sur une règle graduée).

#### Choisir l'embout en fonction de la dimension et de la matière de votre canne :

- Les cannes de marche en bois ont des embouts plus étroits.

- Les cannes métal, les cannes médicalisées, les cannes anglaises ont des embouts plus large.

- L'embout articulé est spécialement adapté aux cannes anglaises avec appui brachial.