



### Fauteuil de podologie Egvar anthracite hauteur variable électrique avec jambières séparées

Fauteuil multipositions permettant de choisir une position assise, allongée ou semi-allongée. Adaptés au tatoueur et podologue.

Fauteuil à hauteur variable électrique par télécommande, dossier et jambières relevables manuellement.

Hauteur variable de 63 à 85 cm.

Position "Trendelenburg" jusqu'à -15°. Accoudoirs et repose tête amovibles. Jambières séparées, extensibles.

Sellerie grand confort.

Spécialement adapté pour les tatoueurs, podologues, instituts de beauté, ...

- Piètement métal blanc.
- Sellerie grand confort. Similicuir.
- Hauteur variable: 63 à 85 cm.
- Dossier inclinable de 0° à +80° par système autobloquant.
- Jambières séparées, inclinables de -90° à 0° par système autobloquant.
- Position Trendelenburg jusqu'à -15°.
- Accoudoirs rabatables, amovibles.
- Repose-tête réglable en hauteur, amovible, avec cavité visage.
- Patins ajustables permettant de stabiliser le fauteuil.
- Portée maximum: 150 Kg.

**Modèle : EGVAR, coloris Gris foncé.**

Dimensions: L.186 x l.78 cm.

Poids: 65 kg.

Garantie 3 ans structure, moteur et sellerie.

Livraison gratuite franco de port.

Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.