

### Fauteuil gynécologie Ecopostural hauteur fixe

**Pour un examen gynécologique confortable et ergonomique.**

Fauteuil d'examen gynécologique à hauteur fixe avec dossier et jambières relevables manuellement.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)
- Jambières avec protection plastifiée.

Densité de sellerie 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).  
Coloris Ciel (55) en photo.

Dossier hauteur 86 cm, inclinable de -7° à +75° par un système autobloquant.

Jambière 44 cm, inclinable de -90° à +15° par un système autobloquant, amovible pour transformer en 2 plans.

Etriers gynécologiques très confortables. Démontage rapide. Réglage vertical et horizontal.

Pieds réglables en hauteur pour plus de stabilité.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture époxy cuite au four à 250°.

Avec cuvette inox.

Dimensions :

- Longueur 182 cm
- Largeur 62 cm
- Poids 47 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.  
Matériel médical CE 93/43

Livraison gratuite franco de port

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

