

Salamender



Fauteuil roulant pliant avec repose-pieds inclinables Salamender

Pour le déplacement du patient en toute autonomie

Confortable avec ses repose-pieds inclinables et escamotables et ses accoudoirs rembourrés.

Très maniable avec ses grandes roues, se plie très facilement.

- Repose-pieds réglables et escamotables.
- Repose-jambes inclinables.
- Pneus pleins, avec leviers de freins.
- Assise et dossier matelassés.
- Structure métal noir.
- Poche de rangement au dos du fauteuil.
- Poignée de poussée.
- Poids maximal supporté : 120 Kg.

Peut être utilisé au cours des transferts ou pour l'autonomie du patient.

Dimensions :

- Diamètre roues arrière : 63 cm.
- Diamètre roues avant : 19 cm.
- Hauteur totale : 75 cm.
- Largeur dépliée : 63 cm.
- Largeur pliée : 27?cm.
- Largeur assise : 45 cm.
- Profondeur assise : 39 cm.
- Hauteur dossier : 46 cm.
- Longueur sans repose pieds : 82 cm.
- Longueur totale (avec repose pieds) : environ 100 cm.

Poids net : 19 Kg.

Garantie : 3 ans.

Matériel médical CE.

Le + Robé : Livraison sur rendez-vous avec 2 porteurs (en option).

La gamme Salamender de Robé Médical® vous propose divans et tables pour examens, gynécologie, massages et ostéopathie. Tous les produits Salamender sont conformes aux normes les plus strictes et vous assurent confort, ergonomie et fiabilité. Salamender par Robé Médical®, la référence en matière de mobilier.