

FICHE TECHNIQUE

Film cutané 3M Cavilon Advanced non-irritant avec applicateur

Protection cutanée haute résistance conçu pour couvrir et protéger la peau. Solution à base

Efficace dans des conditions où la peau est fréquemment ou continuellement exposée à des irritants (produits fécaux, liquides digestifs, exsudats de plaie et urine).

Réduit la douleur associée à la dermatite due à l'incontinence et prévient, stoppe et/ou annule

Peut également être utilisé sur des parties exposées à des frottements et des cisaillements sur un matériau susceptible de frotter contre la peau.

Applicateur mousse pour une utilisation facilitée.

- Forme un film uniforme transparent.
- Perméabilité à l'oxygène et à la vapeur d'eau.
- Adhère aux contours de la peau.
- Permet à la peau de guérir.
- Hypoallergénique.
- Sans latex.
- A usage unique.
- Disparaît avec la desquamation naturelle de la peau.

Tube applicateur mousse de 2,7 ml.

Emballage individuel stérile.

Vendu à l'unité.

Matériel Médical CE.

