

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen nitrile non poudrés - Manchettes longues - 400 mm - Aql 1,5 - Boite de 50 gants

Protège la main, jusqu'à l'avant-bras avec une manchette de 20 cm. Gant d'une longueur totale de 40 cm

Ces gants en nitrile sont conçus pour offrir une protection optimale. Ils sont résistants et fournissent une barrière efficace contre les agents biologiques, bactériologiques, toxiques et chimiques. Ils sont dotés d'une **manchette extra longue de 20 cm** pour une bonne protection jusqu'au niveau de l'avant-bras.

- En nitrile non poudré
- Non stérile
- Main complète texturée
- Ambidextre
- Bords roulés
- Manchette de 20 cm
- Longueur totale de 40 cm
- AQL 1.5
- Gant de 10g

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Tailles disponibles :

- Taille S (6/7)
- Taille M (7/8)
- Taille L (8/9)
- Taille XL (9/10)

Longueur totale du gant :

400 mm

Épaisseurs :

Manchettes : 0.09 mm

Paume : 0.10 mm

Doigt : 0.09 mm

Conditionnement :

Boite de 50 gants soit 25 paires

Dispositif médical de Classe I conforme au règlement 2017/745

EPI catégorie III conforme au règlement 2016/425

