

### Gants d'examen nitrile non poudrés blanc Pura Comfort White - Boîte de 100 - 3 g - Aql 1,5

Ambidextres et confortables. Sans latex.

Conformes au règlement EU 2016/425 sur les EPI (catégorie III) et EU 2017/745 sur les dispositifs médicaux (classe I). Protection contre les microorganismes (virus, bactéries et champignons) selon la norme ISO 16604. Fabriqués selon les exigences de la norme EN 420:2010 et EN 455-1/2/3/4. Convient également pour le contact alimentaire.



- Ambidextres.
- Bouts des doigts texturés.
- Couleur : blanc.
- AQL : 1,5.
- Poids : 3 g.
- Chloriné à l'intérieur.
- Revêtement polymère à l'extérieur.
- Sans poudre.
- Sans latex.
- Non stérile.

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

**Tailles disponibles :**

- Taille S
- Taille M
- Taille L

Boîte de 100 gants.  
Matériel Médical CE.