

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen vinyle bleu poudrés Romed, Boîte de 100 - 4,5 g - Aql 1,5

Gants d'examen vinyle bleu poudrés.

- Ambidextres.
- Qualité faiblement poudrée pour un maximum de confort et un enfilage simplifié.
- Manchettes à bourrelets.
- Poids : 4,5 g.
- AQL : 1,5 g.
- Non stériles.

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Tailles disponibles

- L Large (8/9)
- XL Extra Large (9/10)

Couleur bleu.

Boîte de 100 gants.

Conformes aux normes EN 455-1,2 et EN 374-1,2,3

Matériel médical CE.

Pour un toucher fin et précis.

