



### Gants vinyles non poudrés - tailles XS, S, M, L, XL - Euronyl

Gants d'examen non poudrés - Non stériles et à usage unique - Euronyl - Aql 1,5

Conçu pour les besoins médicaux, le gant Euronyl en vinyle non poudré assure à la fois sécurité et sensibilité tactile lors des interventions. Ils sont une alternative permettant d'éviter les risques d'allergie.

Transparents et à bords roulés pour une mise en place plus simple, ils sont efficaces pour la protection contre les bactéries, les virus et les champignons. AQL 1,5.

#### Caractéristiques techniques :

- Longueur : 240mm
- Matériau : Vinyle hypoallergénique, non poudré
- Propriétés : Ambidextre, transparent, bords roulés, texture lisse.

#### 5 tailles disponibles :

- XS Extra Small (5/6)
- S Small (6/7)
- M Medium (7/8)
- L Large (8/9)
- XL Extra Large

#### Conditions de conservation et de stockage :

- À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
- La température de stockage doit être comprise entre 10°C et 25°C.

Conformité avec le Règlement UE 2017/745, EN 455-1/-2/-3, EN ISO 21420, EN 16523-1, EN 374-1/-2/-4/-5.

#### Précautions d'emploi :

Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre ou poudrés en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.

Matériel médical CE de classe I (UE 2017/745).

Équipement de protection individuel CE de catégorie III (UE 2016/425) de Type B.