

Garrot enfant automatique - Motif super héros - Robemed

Facile et rapide - S'ouvre d'une seule main - Sécurisant pour le praticien et pour le patient

Ce garrot réduit progressivement le flux sanguin, assurant un blocage automatique lors des prélèvements sanguins sur des enfants.

Le garrot à clips est très facile à poser et à enlever. Après sa mise en place sur le bras, il se libère d'une seule main. Il est confortable pour l'enfant et ne pince pas. Sa bande élastique est robuste et durable.

- Haute qualité
- Ouverture rapide
- Desserrage progressif
- Bande élastique robuste et durable
- Réutilisable
- Flexible
- Confortable pour l'enfant
- Ne pince pas la peau
- Motifs pour enfants

Dimensions :

- Longueur : 40 cm
- Largeur : 2,5 cm.

Contient du latex

Nettoyage :

Lavable à 60°C

Instructions :

1. Passer autour du bras et clipser
2. Serrer
3. Desserrer légèrement
4. Presser sur le bouton et enlever

Matériel Médical CE

