

Garrot pédiatrique automatique - Haute qualité

Facile, rapide, s'ouvre d'une seule main : sécurisant pour le praticien et le patient

Ce garrot automatique, à motif pour enfant, est très facile à enlever après la mise en place sur le bras grâce à son ouverture à une seule main. Sa bande élastique est robuste et durable. Ne pince pas.



- Haute qualité
- Ouverture rapide
- Desserrage progressif
- Motifs pour enfants
- Bande élastique robuste et durable
- Flexible
- Confortable pour le patient
- Ne pince pas la peau

Dimensions :

- longueur : 40 cm
- largeur : 2,5 cm.

Sans latex

Nettoyage :

Lavable à 60°C

Instructions :

- 1/ Appuyer sur le bouton pour ouvrir le garrot
- 2/ Enclencher pour fermer avec l'attache
- 3/ Tirer pour garroter
- 4/ Appuyer sur l'attache pour la stase

Matériel Médical CE

Garantie : 1 an