



### Garrot pédiatrique rapide avec motif Jetpull

Garrot pédiatrique automatique pour une pose sécurisée facile et rapide.

Fabriqué en Allemagne, le Garrot JETPULL s'utilise d'une seule main, et offre une sécurité maximale d'utilisation.

Type tourniquet avec desserrage dès le premier tube

- Ouverture immédiate.
- Fermeture et serrage facile.
- Ne pince pas la peau.
- Tissu élastique très résistant.
- Autoclavable à 120°.
- Lavable à 90°.

Disponible aussi en [version adulte](#)

Dimensions :

- Élastique : 410 x 23 mm.
- Garrot complet : 480 x 30 mm.

Matériel médical CE.