

### Garrot rapide ClipComed Irm

Garrot à clip, ouverture rapide et desserrage progressif - Compatible Irm

Ce garrot à clip permet d'être utilisé aussi bien pour un prélèvement sanguin, mais aussi lors d'une IRM.

Son ouverture rapide permet d'être utilisé à une main.

Le desserrage se fait progressivement (pour une irrigation progressive du membre et un contrôle du flux de K+ remontant au cœur, en vue de prévenir un possible arrêt cardiaque).

- Pour adulte
- Compatible IRM
- Ouverture d'une seule main.
- Fermeture et serrage facile.
- Tissu robuste
- Ne pince pas la peau.

#### Dimensions :

- Longueur : 480 mm
- Largeur : 25 mm

