

Garrot rapide avec motif Jetpull

Garrot automatique pour une pose sécurisée facile et rapide.

Fabriqué en Allemagne, le Garrot JETPULL s'utilise d'une seule main, et offre une sécurité maximale d'utilisation.

Type tourniquet avec desserrage dès le premier tube

- Ouverture immédiate.
- Fermeture et serrage facile.
- Ne pince pas la peau.
- Tissu élastique très résistant.
- Autoclavable à 120°.
- Lavable à 90°.

Disponible en version adulte ou enfant.

Dimensions :

- de l'élastique : 410 x 23 mm.
- du garrot complet : 480 x 30 mm.

Matériel médical CE.

