

FICHE TECHNIQUE

Garrot réutilisable automatique

Modèle tourniquet avec système de verrouillage unique

Garrot automatique, s'utilise d'une seule main, facile et rapide à poser.

- Adulte et enfant.
- Ouverture d'une seule main.
- Fermeture et serrage facile.
- Tissu élastique en caoutchouc/coton.
- Ne pince pas la peau.
- Lavable en machine à 60°C.
- Stérilisation avec un désinfectant approprié.

Dimensions :

- De l'élastique : 330 x 24 mm.
- Du garrot complet : 400 x 30 mm.

Vendu à l'unité.

Disponible en coloris bleu, violet ou rouge.

Matériel médical CE.

