

## FICHE TECHNIQUE

### Gel pour brûlures Burncare - Boîte de 6 sachets de 3,5g

Absorbe la chaleur avec effet froid anti douleur, réhydrate la peau et aide à réduire les risques d'infection.

Hydrogel composé de + de 90% d'eau purifiée en cas de brûlures avant une prise en charge complète par une équipe médicale.

Il s'utilise sur tous types de brûlures superficielles et semi-profondes du 1er et 2ème degré (brûlure avec une casserole, ébouillantage, érythème solaire, brûlures électriques,...).

Effet rafraîchissant : le froid aide à réduire la douleur, les boursouffures et empêche les lésions de gagner les couches profondes de la peau.

L'hydrogel BURNCARE agit également comme dissipateur de chaleur, évacuant la chaleur de la combustion.

Forme une barrière stérile non adhérente afin d'éviter une surinfection, réhydrate l'épiderme.

Il est facile à appliquer et se rince à l'eau.

Utilisé lors des soins d'urgences par les professionnels (pompiers, premiers secours, services d'urgence) mais également indispensable dans une pharmacie domestique.

- Présentation en sachet stérile.
- Sachet à usage unique.
- Gel transparent.
- Effet froid.
- Aide à soulager la douleur.
- Réhydrate la peau.
- Réduit les risques de surinfection.
- Limite l'effet macération.
- Soluble dans l'eau.
- Usage externe.
- Sans parfum.

Convient également pour soulager les démangeaisons dues aux orties, aux méduses ou aux piqûres d'insectes.

Conditionné en sachet de 3,5 g.

Vendu par boîte de 6 sachets.

Classe IIa.

Matériel Médical CE.

