



### Glucomètre ON Call Extra - Kit complet avec bandelettes, stylo autopiqueur

Lecteur de glycémie dernière génération avec des tests plus rapide et un volume de sang réduit

Lecteur de glycémie On Call Extra avec contrôle automatique du volume sanguin, permet d'afficher le taux de glycémie à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.

#### Livré complet en trousse semi-rigide avec :

- 10 bandelettes
- 10 lancettes stériles pour stylo autopiqueur
- 1 stylo autopiqueur
- 1 embase transparente (pour paume ou avant bras)
- 1 solution de contrôle (2ml)
- 1 pile CR2032
- 1 mode d'emploi

Modèle ergonomique sans codage avec large écran pour une lecture de la mesure facilitée.

Calibrage automatique à l'intérieur de chaque bandelette, mémoire des 300 dernières mesures avec date et heure, éjecteur de bandelettes.

Indicateur d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et de cétones si le taux est supérieur à la limite enregistrée.

Jusqu'à 5 rappels de test personnalisables par jour.

**Quantité d'échantillonnage:** 0.4 µl de sang capillaire sur le doigt, l'avant-bras ou la paume.

**Fabriqué aux Etats-Unis par les laboratoires ACON. Conforme aux normes ISO 15197.**

- Durée d'analyse: 4 secondes.
- Échantillon de sang capillaire.
- Moyennes des 7, 14, 30, 60 et 90 jours.
- Plage de mesure: 10-600 mg/dL ou 0,6-33,3 mmol/L.
- Bouton éjecteur de bandelettes.
- Rappels de test personnalisables: Pour rappeler aux patients de faire un test, de 1 à 5 rappels par jour.
- Avertisseur sonore "BIP".
- Alimentation: pile bouton CR 2032 (3V). Autonomie 1000 tests.
- Mémoire avec date et heure: 300 dernières mesures.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.

Le recueil de la goutte de sang se fait directement sur la bandelette test.

#### Nous proposons en accessoires:

- [Les bandelettes test pour lecteur de glycémie ON CALL EXTRA.](#)
- [Les lancettes de sécurité autopiqueur.](#)
- [Le stylo autopiqueur.](#)
- [Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.](#)
- [Le kit de solution de contrôle pour lecteur de glycémie ON CALL EXTRA.](#)

Dimensions glucomètre: 85x49x16,4 mm.

Dimensions écran: 35x32 mm.

Poids: 50g (avec pile).

**Robé Médical** 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

**Demande d'information:** [info-produit@robe-medical.com](mailto:info-produit@robe-medical.com)

Garantie 5 ans.

Matériel Médical CE.