



Glucomètre avec cétones nouvelle génération ON Call GK Dual

Plus rapide en 5 secondes, volume de sang réduit, glycémie et cétonémie.

Contrôle automatique du volume sanguin, permet d'afficher le taux de glycémie ou de cétones à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.

Calibrage automatique à l'intérieur de chaque bandelette, mémoire des 450 dernières mesures avec date et heure, éjecteur de bandelettes. Indicateur d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et de cétones si le taux est supérieur à la limite enregistrée.

Quantité d'échantillonnage:

0.8µl de sang capillaire sur le doigt, l'avant bras ou la paume pour un test de glycémie.

1.2µl de sang capillaire sur le doigt, l'avant bras ou la paume pour un test de cétonémie.

Fabriqué aux Etats-Unis par les laboratoires ACON.

- Durée d'analyse: 5 ou 10 secondes selon le test effectué.
- Échantillon de sang capillaire.
- Moyennes des 7, 14, 30, 60 et 90 jours.
- Plage de mesure glycémie: 10-600 mg/dL ou 0,6-33,3 mmol/L.
- Plage de mesure cétones: 0,0-8,0 mmol/L.
- Bouton éjecteur de bandelettes.
- Marqueurs de repas: Pour aider à surveiller les résultats avant et après les repas.
- Rappels de test personnalisables: Pour rappeler aux patients de faire un test, de 1 à 5 rappels par jour.
- Avertisseur sonore "BIP".
- Alimentation: 2 piles bouton CR 2032 (3V). Autonomie environ 3000 tests.
- Mémoire avec date et heure: 450 dernières mesures.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.

Le recueil de la goutte de sang se fait directement sur la bandelette test.

Nous proposons en accessoires:

- [Les bandelettes test glucose.](#)
- [Les bandelettes test cétones.](#)
- [Les lancettes de sécurité autopiqueur.](#)
- [Le stylo autopiqueur.](#)
- [Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.](#)
- [Le kit de solution de contrôle glucose ou cétones.](#)

Dimensions glucomètre: 90,3x58x19,4 mm.

Dimensions écran: 40,2x36 mm.

Poids: 64g (avec pile).

Livré en trousse semi rigide avec 1 solution de contrôle cétone (2ml), 2 piles CR2032, 1 mode d'emploi.

Conforme aux normes CEI 61000-4-2, EN 61326-1, EN61326-2-6.

Garantie 5 ans.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Matériel Médical CE.