



### Hypafix Bsn Médical - Bande adhésive multi-extensible

Haute tolérance cutanée pour les patients ayant une peau sensible. Rouleau de 10 m.

Bande adhésive constituée d'un support non-tissé multi-extensible, conformable, facilitant la pose au niveau des articulations. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, réduisant le risque de macération.

Pour le maintien de pansements notamment de grandes dimensions, la fixation de drains et de cathéters.

- Support non-tissé.
- Masse adhésive haute tolérance cutanée.
- Bonne adhésivité.
- Retrait indolore.
- Idéal pour les peaux sensibles.
- Radiotransparent.
- Protecteur quadrillé avec prédécoupe centrale.
- Formule sans latex, sans phtalates (DEHP).
- Couleur : blanc.

**Support:** Non- tissé, extensible, 100% polyester sans liant.  
Grammage moyen : 37 - 54 g/m<sup>2</sup>.

#### **Tailles disponibles:**

- 10 m x 2,5 cm
- 10 m x 5 cm
- 10 m x 10 cm
- 10 m x 15 cm

Conditionné en rouleau unitaire dans une boîte distributrice.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.