



Jersey tubulaire pur coton Robé Médical

Jersey tubulaire pour la protection de la peau sous les plâtres, résines, attelles et bandages.

- 100 % coton.
- Hydrofuge.
- Hypoallergénique.

Dimensions disponibles :

- Rouleau de 5 m avec largeurs : 5, 7, 10, 15 ou 20 cm.
- Rouleau de 25 m avec largeurs : 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 ou 30 cm.

Conditionnement sous emballage individuel.

Vente par rouleau.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour tous types de plâtres, attelles et bandages.