

Lames de bistouris stériles à usage unique - Boîte de 100 Robé Médical

Lames en acier carbone à haut pouvoir tranchant pour une qualité de coupe propre et précise.

Lames de la marque Robé Médical.

Bénéficiant d'une expérience de fabrication de plus de 25 ans dans le domaine du bistouri, ces lames vous assurent une qualité de coupe optimale.

Disponibles dans toutes les tailles: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 et 24.

[Compatibles avec tous les manches standards.](#)

Stérilisation rayon gamma.
Garantie 5 ans.

Emballée individuellement sous blister pelable en aluminium.
Vendues par boîte de 100.

Matériel médical CE.

