

### Lecteur de glycémie Accu-Chek Guide - Kit complet

Pour une mesure précise et rapide de la glycémie.

Lecteur de glycémie Accu-chek prêt à l'emploi dès son allumage, éclairage de la zone d'insertion de la bandelette et bouton d'éjection pour une prise en main optimale. Petite taille, design ergonomique et écran large.

#### Kit comprenant :

- Lecteur Accu-Chek Guide
- 10 bandelettes réactives
- Stylo autopiqueur Accu-Chek FastClix
- 1 barillet de 6 lancettes intégrées Accu-Chek FastClix.

#### Caractéristiques techniques :

- Mémoire : 720 résultats.
- Échelle de mesure : 10-600 mg/dl.
- Mesure rapide < à 4 secondes.
- Éjecteur de bandelettes usagées.
- Rappel du dernier résultat lors de la réalisation d'une glycémie.
- Fente d'insertion de bandelette éclairée.
- Écran rétro-éclairé.
- Connexion : micro USB et Bluetooth.
- Classification des résultats : oui (avant et après repas).
- Quantité de sang requise : 0.6 µl.
- Échelle de mesure : 10-600 mg/dl.

Vendu dans son étui doté de 3 passants élastiques, 2 piles CR2032 incluses. Manuel d'utilisation multilingue.

Taille du lecteur : 80 x 47 x 20 mm.

Poids du lecteur : 40 g avec piles.

Matériel médical CE.

#### Produits complémentaires :

- Kit de 2 solutions de contrôle : [Kit de 2 solutions de contrôle pour lecteur de glycémie Accu-Chek Guide](#)

- Bandelettes test glycémie : [Bandelettes test de glycémie pour lecteur Accu-Chek Guide - Boîte de 50](#)

-----  
Nous proposons également [un autre stylo autopiqueur pour lancettes stériles](#) et les [lancettes stériles qui vont avec ce modèle](#).

ou

[Lancettes de sécurité autorétractables 28G ON CALL - Boîte de 100](#)

