

### Lentille générale pour la caméra de diagnostic RCS-100 RIESTER - Grossissement x2/x4

Pour un examen polyvalent approfondi

La lentille générale est conçue pour des besoins spécifiques tels que la correction de la vision de près ou de loin, une lentille générale est plus polyvalente et convient à un large éventail de prescriptions.

Conçue pour le dispositif de diagnostic avec caméra - Sans fil - RCS-100 :  
Disponible [ici](#)

#### **Caractéristiques techniques :**

- Longueur/largeur focale : 2,0
- Angle de champ : 78°
- Profondeur champ : 30 mm - 4 m
- Source lumineuse : LED lumière naturelle
- Grossissement : optique : x2 / numérique : x4
- Température couleur LED : 5500k
- Dimensions/poids : 60,5 x 60,5 x 19 mm / 66,4 g

Dispositif Médical de classe I

