

## FICHE TECHNIQUE



### Lit pliant d'urgence en aluminium avec sac de transport

Spécialement adapté pour le repos des victimes et des intervenants.

Constitué d'une armature en aluminium très résistante et d'une toile en polyester, le lit d'appoint s'adapte à toutes les morphologies. Portée maximale de 159 kg.

Se plie et se déplie rapidement.

Léger et peu encombrant grâce à son système de pliage, il est facilement transportable.

Très utile durant les incidents majeurs, les manifestations, dans les camps d'entraînements,...

- Structure en aluminium.
- Toile polyester 600D.
- Modèle pliant.
- Sac de transport fourni.
- Nettoyage et désinfection faciles.
- Portée maximale: 159 Kg.
- Couleur: vert foncé.

Dimensions totales: 194 x 66 x 41 cm.

Dimensions plié: 90 x 12 x 20 cm.

Poids: 8,5 Kg.

Livré avec housse de transport.

Garantie 2 ans.