

FICHE TECHNIQUE

Marteau à réflexes de Buck avec pointe de stimulation - Longueur 23 cm

Permet d'observer les réflexes et la sensibilité nerveuse chez l'adulte et l'enfant.

Modèle avec finition de qualité, poignée ergonomique anti-grippe, extrémités percutantes hémisphériques de diamètres différents pour la stimulation neurologique.

Permet de tester les réflexes cutanés plantaires grâce à une pointe de stimulation située à la base du manche.

- Poignée noire satinée anti-grippe.
- Sans pinceau neurologique.
- Finition de qualité.

- Longueur: 230 mm.
- Dimensions de la tête: 70 x 23 mm.
- Petite extrémité: Ø 10 mm.
- Grande extrémité: Ø 20 mm.
- Poids: 100g.

Garantie 3 ans.

Matériel Médical CE.

