

FICHE TECHNIQUE

Masque de réanimation par bouche à bouche - Rcp

Évite le contact de la bouche avec le visage du patient

- Valve de non-réinhalation intégrée
- Filtre prévenant un contact direct de la bouche avec le visage du patient lors de la réanimation par bouche à bouche.

Non invasif.
Sans latex.

Format de poche pratique.

Utilisable chez l'adulte, l'enfant et le bébé.

Vendu à l'unité, sous boîte plastique.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

