

**Masques chirurgicaux Type II Efb 98% - Fab. France -
Inspire haute respirabilité - Boîte de 50**

Conforme EN 14683: 2019 classé type II - Fabriqué en France - Haute performance respiratoire.

Masques chirurgicaux à haut niveau de filtration, résistant aux liquides, de type II. Conformés à la norme européenne EN 14683:2019 EFB>98%.

Non tissé, 3 plis, offre une haute respirabilité, légèreté et un toucher doux, non irritant.

Haute respirabilité :

La norme européenne prévoit un niveau de pression maximum ne devant pas être dépassé pour assurer la respiration. Plus son niveau est bas, plus la respiration s'effectue facilement. Ce niveau pour la classe II est de 40 mbar.

Ce masque présente un niveau de pression de seulement 30 mbar, et donc d'un tiers plus favorable à la respiration que la norme.

- Filtration bactérienne (EFB) de Type II >98% à 3 µm.
- 3 plis pour un espace de respiration idéal.
- Matière: Non tissé.
- Coloris: bleu.
- Élastiques auriculaires souples et doux.
- Ajustable à la forme du visage avec barrette métallique nasale.
- Hypoallergénique, sans latex.
- Sans fibres de verre.
- Marquage « EXT » pour le sens de mise en place.
- Ne contient aucun graphène.

Coloris bleu (la teinte bleue peut varier)

Également disponible en 6 autres coloris: [noir](#), [violet](#), [rose](#), [bleu denim](#)

Conditionné en boîte distributrice de 50 unités.

Dispositif médical CE.

