



### Masques chirurgicaux Type II Efb 98% Lilas - Fab. France - Inspire haute respirabilité - Bte de 50

Conforme EN 14683: 2019 classé type II - Fabriqué en France. Haute performance respiratoire - Inspire

Masques chirurgicaux à haut niveau de filtration, résistant aux liquides, de type II. Conformés à la norme européenne EN 14683:2019 EFB 98%. Non tissé, 3 plis, offre une haute respirabilité, légèreté et un toucher doux, non irritant.

#### La haute respirabilité Inspire :

La norme européenne prévoit un niveau de pression maximum ne devant pas être dépassé pour assurer la respiration. Plus son niveau est bas, plus la respiration s'effectue facilement. Ce niveau pour la classe II est de 40 mbar.

Ce masque présente un niveau de pression de seulement 30 mbar, et donc d'un tiers plus favorable à la respiration que la norme. **Avec Inspire, nous allons vous faire oublier que vous portez un masque !**

**5 coloris disponibles:** [noir](#), [rose](#), [bleu denim](#)

Egalement disponibles en bleu classique [sous la ref MSKFR2](#)

#### Ne contient pas de graphène.

- Filtration bactérienne (EFB) de Type II >98% à 3 µm.
- 3 plis pour un espace de respiration idéal.
- Matière: Non tissé polypropylène et media filtrant
- Élastiques auriculaires souples et doux.
- Ajustable à la forme du visage avec barrette métallique nasale.
- Hypoallergénique, sans latex.
- Sans fibres de verre.
- Marquage « EXT » pour le sens de mise en place.

Coloris Lilas.

Conditionné en boîte distributrice de 50 unités.

Dispositif médical CE.