



**Masques chirurgicaux en non-tissé, avec liens à nouer**  
**- BFE >98% - Type II - Vert - Carton de 50**

Dispositif médical de classe I conforme au règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (Mdr). Type II selon : EN 14683

Ces masques chirurgicaux sont des dispositifs médicaux à usage unique. Ils permettent de couvrir la bouche et le nez. Ils constituent une barrière pour minimiser la transmission directe d'agents infectieux entre le personnel et le patient.

- Composé de trois couches de non-tissé
- Embout nasal modelable
- Efficacité de filtration des bactéries BFE ? 98%
- Coloris vert
- Type II selon : EN 14683
- À usage unique
- Non stérile
- Durée de conservation : 5 ans

**Dimension du masque :**

175 mm x 95 mm

Matériel Médical CE