



Matelas anti escarre à air avec compresseur Soft Air Simplex Wds

Système à air pour la prévention des personnes à faible risque et l'aide au traitement des escarres de Stade 2 (Epuap)

Matelas à basse pression alternée avec 21 cellules air, pompe Soft Air digitale nouvelle génération avec pression réglable au poids de la personne pour un maximum de confort, 2 modes de fonctionnement (statique ou alterné). Destiné aux patients à faible risques d'escarres, poids de 40 à 140Kg.

Matelas Soft Air Simplex WDS:

- Pour un lit de 200 x 90 cm.
- 21 cellules air en polychlorure de vinyle, amovibles une à une.
- 3 bandes de maintien sur la longueur.
- Système CPR évitant toute ouverture accidentelle.
- Housse intégrale en polyuréthane, imperméable et respirante.
- Nettoyage matelas: désinfection autoclave.
- Nettoyage pompe: désinfection de surface.
- Housse lavable à 95°C et sèche linge à 50°C.
- Réutilisable après désinfection.

Pompe Soft Air Cumulus WDS:

- Mode statique (basse pression) ou mode alterné (dynamique).
- Pression alternée 1 cellule sur 2.
- Temps de cycle : 10 minutes.
- Système AVS (Système Anti-Vibration) pas de vibrations, pas de bruit.

Dimensions du matelas gonflé: 196 x 88 x 12,5 cm.

Poids matelas: 4,5 Kg.

Poids housse: 0,9 Kg.

Dimensions pompe en ABS: 30 x 12 x 10 cm.

Poids pompe: 1,3 Kg.

Puissance électrique: 220-240V/7W/50-60 Hz.

Fusible: 500 A/slow.

Livré complet avec matelas soft air cumulus WDS, cellules à air, compresseur et housse intégrale.

Fabrication Allemande.

Matelas et pompe garantis 2 ans.

Matériel Médical CE.

Ce matelas anti-escarre peut bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie. Pour plus d'information, merci de nous contacter.