

## FICHE TECHNIQUE

### Mèche hémostatique et cicatrisante Coalgan

Stop les saignements et aide à la cicatrisation

Les mèches Coalgan stériles en fibres végétales d'alginate de calcium pur, sont particulièrement efficaces sur les patients présentant des troubles de l'hémostase ainsi que pour la cicatrisation.

Coalgan s'utilise chez l'enfant, la femme enceinte et l'adulte.

#### Cicatrisation :

- Plaies cutanées  $\geq 8 \text{ cm}^2$
- Plaies chirurgicales
- Plaies traumatiques (écorchures, coupures, éraflures, ampoules ouvertes, brûlures superficielles)
- Fin de cicatrisation

#### Hémostase :

- Saignement de nez (épistaxis)
- Saignements cutanés (coupures, écorchures, point de ponction)
- Saignements buccaux
- Saignements dentaires

**NB :** Il est conseillé d'humidifier la mèche avec du chlorure de sodium (sérum physiologique) avant de la mettre en place et également avant de la retirer si la mèche a séché.

[Nous proposons le Sérum physiologique en monodoses de 5ml sur notre site.](#)

Dispositif stérilisé sous rayonnement bêta.

**Dimensions :** mèches de 4 cm.

Boîte de 5 mèches sous emballage individuel.

Matériel médical classe IIb.

