

Microperfuseur épicanien Nipro avec ailettes - Lot de 100

Pour un confort d'injection optimal

Microperfuseur épicanien à ailettes, avec tubulure et connexion luer lock.

- Tubulure souple de longueur 30 cm, diamètre extérieur 2.6 mm.
- Aiguille à biseau surfin, avec très haut pouvoir de glissement.
- Ailettes semi-souples permettant la précision dans le choix du site d'injection.
- Espace mort réduit (0.44 ml)

[Peut s'utiliser avec les adaptateurs à prélèvements.](#)

Diamètres d'aiguilles disponibles : 19 g, 20g, 21g, 22g, 23g, 25g

Longueur aiguille : 19 mm

Livré sous blister individuel stérile
Conditionnement par 2 boîtes de 50 pièces
Matériel médical CE

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

