



Microperfuseurs de sécurité pour prélèvements sanguins Sol-Care™ avec support préfixé - Boîte de 25

Aiguille épicroténienne sécurisée, destinée à être utilisée pour la collecte de sang veineux, avec support préfixé.

Le mécanisme de sécurité peut être activé immédiatement après la prise de sang, ce qui vous permet de vous protéger contre les blessures par piqûre d'aiguille.

Modèles disponibles :

Avec support préfixé :

- 23G - 3/4 - longueur tubulure 178mm
- 21 G - 3/4 - longueur tubulure 178mm

Emballage individuel stérile. Stérilisation OE. Validité 2 ans.

Conditionné par boîte de 25 microperfuseurs.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.