

### Microperfuseurs épicanien à ailettes Chiraflex - Boîte de 100

Avec aiguille à paroi fine pour un débit régulier, ailettes larges et flexibles avec code couleur. Fabriqué en Europe.

Epicranienne pour prises de sang ou perfusion à court terme de liquides intraveineux.

Tubulure souple d'une longueur de 30 cm, avec embout Luer Lock sur lequel se trouve un bouchon obturateur.

- Tubulure souple, longueur 30mm.
- Aiguille fine, longueur 20mm..
- Longueur aiguille 20mm.
- Embout Luer Lock.
- Ailettes souples.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

[Peut s'utiliser avec les adaptateurs à prélèvements.](#)

Emballage individuel stérile.  
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 microperfuseurs à ailettes.

Matériel médical CE.

***CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.***

À conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

