

Microscope microlab 2020

Microscope professionnel de laboratoire

- Oculaires de grossissements 10 x et 16 x
- Objectifs de grossissements 4 x, 10x, 40 x et 100 x (immersion)
- Indice de champ 16 mm
- Distance focale : 30 mm avec arrêt de blocage
- Tube de longueur 160 mm
- Platine 140 x 140 mm avec déplacement 45 x 70 mm
- Éclairage halogène 6V ' 20W, avec variateur
- Miroir pour lumière naturelle
- Condenseur Abbe NA = 1,25 avec diaphragme iris et filtre
- Alimentation 220 V ' 50/60 Hz

Livré en coffret bois avec housse de protection et un flacon d'huile à immersion.

Dimensions : 220 x 180 x 350 mm (lxpxh).

Poids net : 6 kg.

