



Mini aspirateur Aspirer

Pour tout type d'aspiration bronchique, trachéale et post opératoire.

Compact, le mini aspirateur de mucosité électrique Aspirer est muni d'un régulateur et d'un manomètre pour une capacité d'aspiration maximale de 15l/minute avec une dépression de 0,75 Bar.

- Débit d'aspiration: 15l/minute,
- Dépression: 0,75 bar,
- Niveau sonore: 59,6 dB,
- Utilisation possible en continu,
- Coque ABS facilement lavable,
- Alimentation sur secteur 230 V 50/60 Hz.

Pour l'ORL, en chambre, en soins à domicile, pour une trachéotomie.

2 modèles proposés:

- Avec bocal 2 litres autoclavable, filtre hydrophobe anti bactérien, set complet de tubes en silicone autoclavable, raccord biconique, sonde d'aspiration CH20.

- Avec système Flovac 1 litre pour usage unique avec poche de collecte stérile en polyéthylène avec valve de reflux (1 litre à usage unique) et bocal de support rigide en polycarbonate (1 litre réutilisable 30 fois).

Conforme normes 93/42/CEE. EN 60601-1-11. Protection IP21.

Dimensions : 230 x 190 (h) x 160 mm

Poids : 2.2 Kg

Fabrication Européenne.

Garantie 2ans.

Matériel médical CE.

Pour la connexion de votre tubulure, utilisez [le raccord biconique droits](#) (Diam extérieur 7x7mm).

Pour compléter l'utilisation de votre aspirateur de mucosités, utilisez [les sondes d'aspiration bronchiques](#).

NB: Ce matériel médical étant un dispositif de classe IIb, il fait l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.

Nous sommes en mesure de vous proposer [un programme de maintenance adapté](#). Merci de contacter [notre service Maintenance et SAV](#) par mail j.vincent.robe@gmail.com.