

Mini sets pour pansements infirmiers Robé Médical

Sets pour pansements infirmiers **stériles** proposés sous blister de trois compartiments.

Instrumentation plastique de premier choix permettant une plus grande facilité de préhension.

Ces sets comprennent :

- 3 tampons de gaze ronds dimensions 20 x 20 cm dépliés, 17 fils.
- 5 compresses non tissées, dimensions 7,5 x 7,5 cm dépliées, 40 g/m².
- 1 pince à disséquer plastique, coloris bleu.
- 1 pince à disséquer plastique, coloris vert.

Existent également en [version compacte](#) pour les soins à domicile.

Conditionnement sous blister rigide de 3 compartiments, dimensions 13,3 x 18,7 cm.

Vendu par carton de 60 sets.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

3 tampons de gaze, 5 compresses et 2 pinces à disséquer.

