

FICHE TECHNIQUE

Miroir frontal Lux 55 mm Type Storz - Eclairage 6V - Alimentation secteur

Miroir frontal de Type Storz - Adaptateur secteur de 100/240V avec courant alternatif - Livré avec prises EU, UK et US

Son miroir argent de 55 mm et sa lampe 6V longue durée offre une lumière naturelle et réfléchiée de manière optimale.

Réglable de 15 à 22 cm, le bandeau rembourré s'adapte à la majorité des tours de tête. Le miroir et le faisceau se règlent avec précision facilement.

Alimentation électrique avec adaptateur secteur prêt à l'emploi. Adaptateur livré avec prises EU, UK et US. Alimentation à courant alternatif. Interrupteur marche/arrêt intégré au câble d'alimentation.

- Miroir avec revêtement argent de 55 mm
- Alimentation électrique avec adaptateur secteur prêt à l'emploi
- Alimentation à courant alternatif
- Longueur du câble du miroir : 30 cm
- Bandeau rembourré et amovible pour un nettoyage facilité
- Taille de bandeau ajustable en vissant ou dévissant la molette
- Coupleur de réserve avec vis

Alimentation :

- Adaptateur secteur 100/240V
- Adaptateur livré avec prises EU, UK, US
- Interrupteur marche/arrêt intégré au câble d'alimentation
- Courant alternatif
- Longueur totale du câble : 280 cm

Éclairage : 6V

Diamètre du bandeau :

- Desserré au maximum : 22 cm
- Serré au maximum : 15 cm

Matériaux : Plastique, métal, verre, mousse

Poids : 270 g

Couleur : Noir

Dispositif médical de classe I conforme au Règlement (UE) 2017/745 (MDR).

