



### Nébuliseur portable tout en un - Aireasy ON - Technologie innovante - PIC

Dispositif innovant pour l'aérosolthérapie : portable, compact, léger et silencieux

Nébuliseur portable **nouvelle génération** grâce à la **technologie innovante MESH**. Ce nébuliseur offre une grande mobilité aux personnes atteintes d'asthme, bronchopneumopathie chronique, bronchite chronique, la sinusite ou encore mucoviscidose.

Doté d'une chambre de nébulisation, de deux masques (adulte et enfant), d'un embout et d'un système d'alimentation de commande USB, ce nébuliseur s'adapte à toute la famille.

- Dispositif médical portable
- Pour thérapies nébuliseurs efficaces
- Utilisation continue
- Technologie MESH (les particules atteignent des dimensions tellement petites qu'elles sont en mesure d'aller jusqu'au fond des voies respiratoires inférieures.)

Accessoires inclus : chambre de nébulisation – tamis vibrant – masque (2 unités, adulte et enfant), embout, unité principale, élastique pour la fixation du masque, câble pour raccorder l'unité principale et la chambre de nébulisation, connecteurs USB Type-C et USB Lightning.

#### Spécifications techniques :

- Tension nominale : 5V
- Fréquence : courant continue
- Alimentation : 1 A
- Consommation électrique : 2.0 W
- Protection : IP22
- Condition d'utilisation : utilisation continue (le dispositif s'arrête automatiquement après 20?min, mais il peut être rallumé immédiatement)
- Fraction respirable : 93%
- Capacité de la chambre : 8 ml maximum
- Niveau de bruit à 50cm : inférieur à 35dB (A)
- Non stérile

#### Nettoyage et entretien :

Dispositif médical conforme à la directive 93/42 CEE modifiée par la directive 2007/47/CE et mise en application par le décret législatif n°37 du 25-01-2001

Classe IIa

#### Conformité :

- EN60601-1 ; EN 60601-1-1-1-2 ; EN 60601-11
- DIR 2012/2019/UE (DEEE)

#### Garantie 5 ans