

## FICHE TECHNIQUE

### OFFRE PRIVILÈGE 20++ - Gants stretch vinyle non poudrés Robé médical, Boîte de 100 - 5,5 g - Aql 1,5

3,49€ TTC

La qualité et aspect proche du latex avec l'absence de risques d'allergies

**Jusqu'au 31 mai, profitez de 20% de remise sur ce produit**

Qualité non poudrée et sans latex pour un maximum de confort et l'absence de risques d'allergies.

Gants stretch non poudrés agréable au toucher, résistants et souples.



- Excellente résistance au déchirement et au percement.
- Avec manchettes à bourrelets.
- Aspect proche du latex.
- AQL : 1,5.
- Poids : 5,5 g.
- Non stériles.
- Ambidextres.

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

**Convient parfaitement aux personnes allergiques au latex !**

4 tailles disponibles :

- S(5g) Small (6/7).
- M(5.5g) Medium (7/8).
- L(6g) Large (8/9).
- XL(6.5g) Extra Large (9/10).

Couleur blanc crème.

Conditionné par boîte de 100 gants.

Conformes aux normes  
EN455-1:2000, EN455-2:2000, EN455-4:2009, EN420:2003+AC:2006, EN374-2:2003, EN

Matériel médical CE.