



### OFFRE PRIVILÈGE 30++ Gants d'examen Biomedicare Latex Naturel - 6 g - Extrémités texturée Iso 14001

3,48€ TTC

Testez le confort inégalable d'un gant en latex naturel extrait de la récolte de l'Hévéa

**Jusqu'au 31 mai, profitez de 30% de remise sur ce produit**

Gants en latex naturel extrait de la récolte de l'Hévéa, offrant douceur, résistance et souplesse

- Extrémités texturées pour une meilleure préhension
- Haute résistance
- Manchettes à bords roulés
- Très faiblement poudrés pour un confort optimal
- Conforme à la directive 93/42
- Conforme aux Normes EN 455-1, EN 455-2 et EN 455-3
- Certifications CE, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001

#### 2 tailles disponibles :

- M, Medium (7/8)
- L, Large (8/9)

#### Propriétés physiques :

Poids : 6 g  
Matière première : latex naturel

Taille M :  
Longueur médiane : ? 240 mm  
Largeur médiane : 95 ± 10 mm

Taille L :  
Longueur médiane : ? 240 mm  
Largeur médiane : 110 ± 10 mm

Épaisseurs :  
? 0.08 mm pour la surface lisse  
? 0.11 mm pour la surface texturée

Force à la rupture : ? 6 Newton

Allongement à la rupture : ? 500%

Niveau de qualité : AQL 1.5

#### Caractéristiques supplémentaires :

Robé Médical 26 Rue des Pânes 42200 Saint-Étienne-les-Remiremont  
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Conditionnement : Vendu par boîte de 100 gants.  
Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.