

### Orchidomètre en bois

Instrument de mesure utilisé pour mesurer le volume testiculaire

Collier composé de 12 perles ovales en bois, numérotées de taille croissante, allant de 1 à 25 mm.

Utilisé pour mesurer la taille des testicules de l'enfant à l'adulte, dans le but de dépister certains troubles, comme l'atrophie testiculaire ou la stérilité.

- En bois.
- Taille correspondante de 1 à 25 mm :
- Pré-puberté: de 1 à 3 mm.
- Puberté: à partir de 4 mm.
- Adulte: de 12 à 25 mm.

Matériel Médical CE.

