

## FICHE TECHNIQUE

### Ôte agrafes stérile ergonomique atraumatique à usage unique Robé Médical

#### Pince ôte-agraves ergonomique avec anses de préhension. Usage unique stérile.

Pour retirer les agrafes de sutures cutanées avec précision et en toute maîtrise.  
Plébiscité par les infirmières pour un retrait des agrafes atraumatique pour le patient.

- Embout métallique.
- Pince en plastique.
- Emballage individuel stérile.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Longueur : 98 mm

Poids : 14 gr

Vendu à l'unité

Matériel médical CE

Garantie 2 ans

