



### Otoscope Fibres Optiques Halogène 3,5V poignée rechargeable Combilight Kawe

Otoscope de qualité allemande avec poignée rechargeable directement sur secteur

L'otoscope Combilight 3.5V combine la fibre optique de haute qualité à la puissance de luminosité du xénon pour un champ de vision optimal du canal auditif et du tympan.

- Tête d'otoscope plastique.
- Poignée métal avec batterie rechargeable sur secteur.
- Connexion cliquable.
- Grossissement 3x.
- Loupe pivotante.
- Forte intensité lumineuse instantanée.
- Illumination directe grâce à la fibre optique.
- Pas d'effet stroboscopique.
- Raccord de soufflerie pour test pneumatique intégré.

Otoscope avec tête plastique, poignée métal rechargeable sur secteur, jeu de 10 spéculums Ø2,5 mm, jeu de 10 spéculums Ø 4 mm et trousse de rangement avec fermeture zippée.

Fabrication Allemande.

Garantie 3 ans.  
Matériel médical CE.

Important : la prise permettant la recharge de la poignée de l'otoscope ne s'adapte pas aux prises secteur avec terre.