



### Otoscope Macroview Welch Allyn FO Led rechargeable éclairateur laryngien

Les avantages d'un éclairage à Led associés au champ de vision extra large du Macroview et d'un manche rechargeable.

Luminosité optimale grâce à la technologie Surecolor de l'ampoule LED, autonomie renforcée pour les batteries, et durée de vie prolongée pour la source lumineuse.

Visualisation parfaite du canal auditif et de la membrane tympanique.

- Très bonne clarté et définition des repères.
- Verrouillage et éjection sécurisée du spéculum.
- Ouverture pour test pneumatique.
- Mise au point automatique ou manuelle.
- Éclairateur laryngien inclus pour utiliser l'otoscope comme lampe à main, en dévissant la tête de vision.

Alimentation : batterie lithium rechargeable longue durée.

Existe également en coffret avec 2 piles classiques LR14 et sans éclairateur laryngien ( voir référence **OTL900** ).

Livré en coffret complet avec :

- Tête d'otoscope.
- Manche rechargeable lithium longue durée.
- Ampoule LED.
- 4 spéculums.
- Socle de chargement.
- Bloc d'alimentation.
- Ampoule Welch Allyn 3,5 V.
- Poids: 220g (sans les piles).

Pour utiliser votre otoscope, des spéculums Welch Allyn sont nécessaires. Retrouvez les à la page suivante : [spéculums pour otoscope Macroview](#).

Matériel Médical CE.  
Garantie 3 ans.