

### Otoscope Macroview Welch Allyn FO avec manche à piles

**Pour un champ de vision 2 fois plus large qu'un otoscope classique.**

Modèle fibre optique avec éclairage halogène haute luminosité. Manche à piles pour utilisation avec piles classiques ou rechargeables.

Les avantages Macroview :

- Champ de vision ultra large.
- Clarté et définition optimale des repères.
- Verrouillage et éjection automatique des spéculums.
- Ouverture pour test d'insufflation.
- Ampoule Welch Allyn 3,5 V.

Fonctionne avec 2 piles LR14 classiques ou rechargeables.

Livré complet avec, tête d'otoscope, manche à pile inox, jeu de 4 spéculums et ampoule Welch Allyn 3,5 V.

Pour utiliser votre otoscope, des spéculums Welch Allyn sont nécessaires. Retrouvez les à la page suivante : [spéculums pour otoscope Macroview](#).

Nous disposons également de la même version mais avec éclairage avec ampoule LED: [Otoscope Macroview manche à pile éclairage LED](#).

Matériel Médical CE.

Garantie 3 ans.

