

### Otoscope Welch Allyn Pocket Led Fibre optique

Optez pour un otoscope Led FO performant et très résistant.

Eclairage LED par Fibre Optique offrant un bon équilibre entre température, aspect des couleurs et luminosité grâce à la technologie SureColor LED de chez WELCH ALLYN.

Ergonomique, compact, léger et très résistant idéal dans les transports.

Ampoule LED à lumière froide sans reflet gage de clarté et du rendu réel des couleurs pour une meilleure définition du canal auriculaire.  
Durée de vie de plus de 15000 heures.

- Intensité lumineuse : 1240 lux avec spéculum de 4 mm.
- Grossissement : x3.4.
- Dimensions : 16.8 x 3 x 5.1 cm.
- Poids : 71.7 g sans les piles.
- Alimentation : 2 piles AA Alcaline non fournies.
- Durée d'utilisation : supérieur à 5 heures.
- Dioptrie : 10.4.

Coloris au choix : noir, blanc, mauve et bleu.

Garantie : 3 ans.

Matériel médical CE.

